





## WSTĘP

### Grupa THUASNE istnieje już ponad 170 lat

W roku 2017 Thuasne obchodziło 170 rocznicę swojego istnienia potwierdzając wartości, które przywiązuje do swoich produktów dedykując je pacjentom: lojalność, bezpieczeństwo i niezawodność. Jakości, które inspirować zaufanie.

W tym kontekście z przyjemnością przedstawiamy Państwu nowy katalog produktów Thuasne do opieki domowej.

Katalog został zaprojektowany dla Was, profesjonalistów w dziedzinie opieki zdrowotnej oraz całego środowiska medycznego.

Niezależnie od wieku, czy problemu zdrowotnego każdy z Nas chce utrzymać swoją mobilność i niezależność we wszystkich codziennych działaniach. Dlatego też oferujemy pacjentom całą gamę praktycznych rozwiązań, które pomogą im zrehabilitować problemy związane z mobilnością, zarówno w domu jak i w placówkach opiekuńczych.

Thuasne zwraca szczególną uwagę na bezpieczeństwo pacjentów, proponując wyroby medyczne, które zostały dokładnie przetestowane przez niezależne organizacje, stosujące najnowsze standardy.

A zatem pacjent może nadal żyć bezpiecznie w domu lub placówce medycznej w najlepszych warunkach z możliwie najwyższym poziomem aktywności, swobodą i niezależnością.

Thuasne towarzyszy Wam, pracownikom służby zdrowia, na tym dynamicznym rynku, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej rozwijając ambicję przyczynienia się do „szczęśliwego starzenia się” dla każdego.

Dziękujemy Państwu za okazane Nam zaufanie. Wierzymy, że ten katalog okaże się przydatnym narzędziem w Państwa codziennej pracy.

Elizabeth Ducottet  
Dyrektor Generalny



## PORUSZANIE SIĘ

KULE I ŁASKI .....	6
BALKONIKI .....	12
PODPÓRKI TYPU „ROLLATOR” .....	13
WÓZKI .....	17



## POMOCE W ŻYCIU CODZIENNYM

KRZESŁA POD PRYSZNIC .....	22
ŁAWKI KĄPIELOWE .....	23
AKCESORIA ŁAZIENKOWE .....	24
NAKŁADKI NA SEDES .....	27
KRZESŁA TOALETOWE .....	28



## ŁÓŻKA I ICH WYPOSAŻENIE

ZAPOBIEGANIE ODLEŻYNOM .....	32
PODUSZKI .....	34
MATERACE .....	38
ŁÓŻKA MEDYCZNE .....	41
WYPOSAŻENIE DODATKOWE .....	44





## PORUSZANIE SIĘ

KULE I LASKI  
BALKONIKI  
PODPÓRKI TYPU „ROLLATOR”  
WÓZKI





# KULE I ŁASKI

Kule testowane przez CERAH (France) zgodnie z normą ISO 11334-1

Kule Globe Trotter i Globe Trotter+ przeznaczone są dla użytkowników o wadze maksymalnej do 150 kg.

cm kg  
148 - 192 cm  
150 kg max

## Kule Globe-Trotter

- Szeroka obejmka umożliwiająca lepszy rozkład nacisku na przedramię.
- Wzmocniona część łokciowa dla użytkowników o wadze do 150 kg.
- Rękojeść kuli o specjalnym kształcie przeciwdziałającym wyślizgnięciu się z dłoni.
- Aluminiowa rurka.

Szary

Nr kat. W2016 022 010 ..... x 10 par

Niebieski

Nr kat. W2016 021 010 ..... x 10 par

Wysokość regulowana od 77 do 99 cm  
5 pozycji - odstępy co 2,5 cm

Waga 510 g jedna kula

cm kg  
148 - 192 cm  
150 kg max

## Kule Globe-Trotter+

- Kula wykonana z dwóch rodzajów materiału.
- Szeroka obejmka umożliwiająca lepszy rozkład nacisku na przedramię.
- Rękojeść kuli pokryta miękkim materiałem i wyposażona w funkcję przeciwpoślizgową.
- Estetyczny wygląd i doskonały komfort chodzenia.
- Aluminiowa rurka.

Nr kat. W2017 021 006 ..... x 6 par

Wysokość regulowana od 77 do 99 cm  
5 pozycji - odstępy co 2,5 cm

Waga 510 g jedna kula

cm kg  
148 - 192 cm  
150 kg max



## Elastyczne końcówki

Do kuli Globe-Trotter w kolorze szarym oraz do Globe-Trotter+

Nr kat. WW2016 0016A ..... x 6 szt.

Średnica wewnętrzna 19 mm

Do kuli Globe-Trotter w kolorze niebieskim

Nr kat. WW2016 0008A ..... x 6 szt.


Średnica wewnętrzna 19 mm



## Nasadki zimowe

Do użytku wyłącznie na oblodzonym lub ośnieżonym podłożu.

Nr kat. W2018 001 001 ..... Jedna para



Wygoda: miękki materiał i funkcja przeciwpoślizgowa

Bezpieczeństwo: światło odblaskowe z przodu





# KULE I ŁASKI

Kule testowane przez CERAH (France) zgodnie z normą ISO 11334-1



## Kule dziecięce

- Miękka część dłoniowa.
- Światło odblaskowe z przodu i z tyłu części dłoniowej dla większego bezpieczeństwa w nocy.
- Podparcie ramienia i regulowana wysokość części łokciowej
- Końcówki minimalizujące odgłosy w trakcie chodzenia.
- Aluminiowa rurka.

cm kg  
110 - 144 cm  
100 kg max

Nr kat. W2015 003 001 ..... Jedna para  
Wysokość regulowana ..... od 58 do 75 cm  
7 pozycji - odstępy co 2,5 cm  
Waga ..... 470 g jedna kula

## Kule Comfort

- Doskonała wygoda i bezpieczeństwo.
- Szeroka, anatomicznie wyprofilowana rękojeść, zapewniająca idealny rozkład nacisku.
- Obejma części łokciowej utrzymuje kulę na przedramieniu podczas np. otwierania drzwi.
- Regulowana wysokość części łokciowej.
- Anodyzowana aluminiowa rurka.

Niebieski metalizowany  
Nr kat. W2030 004 002 ..... Jedna para  
Wysokość regulowana ..... od 74 do 96 cm  
10 pozycji - odstępy co 2,5 cm

Wysokość części łokciowej ..... od 24 do 32 cm  
Waga ..... 860 g jedna kula

cm kg  
142 - 186 cm  
130 kg max

## Kule pachowe

- Komfortowe wykończenie.
- Pewne wsparcie podczas chodzenia.
- Aluminiowa rurka.

cm kg  
135 - 195 cm  
130 kg max



Laski testowane przez CERAH (France) zgodnie z normą NF EN 1985

## Anatomicznie profilowana luksusowa laska Soft Walk

- Wytrzymała, bardzo komfortowa w użyciu i elegancka.
- Rękojeść profilowana do anatomicznego kształtu dłoni, pasująca doskonale zarówno do niewielkiej, jak i dużej dłoni.
- Praktyczny pasek nadgarstkowy umożliwia uwolnienie dłoni w razie potrzeby.
- Odblask od przodu dla poprawienia widoczności.
- Przeciwpślizgowe końcówki gumowe.
- Rurka aluminiowa w kolorze metalicznie brązowym.

cm kg  
142 - 182 cm  
130 kg max

Prawa  
Nr kat. W2130 001 001 .....  
Lewa  
Nr kat. W2131 001 001 .....  
Regulowana wysokość ..... od 74 do 94 cm  
Waga ..... 395 g (z paskiem na nadgarstek)

## Laska z rękojeścią anatomiczną

- Lekka i mocna.
- Rękojeść profilowana do anatomicznego kształtu dłoni zapewniająca odpowiedni rozkład nacisku.
- Końcówki tłumiące odgłosy w trakcie chodzenia.
- Szeroki zakres regulacji wysokości.
- Aluminiowa rurka.

## Laska drewniana

- Elegancka, lekka, zabezpieczona wytrzymałym lakierem.
- Wygięcie rękojeści umożliwia przewieszenie laski przez ramię.
- Kształt "T" gwarantuje większy komfort w trakcie chodzenia.
- Kasztanowe.

Rękojeść zaokrąglona  
Nr kat. W2040 003 018 .....  
Rękojeść "T"  
Nr kat. W2100 001 .....  
Wysokość ..... 90 cm  
Waga ..... 300 g

## Aluminiowa laska z rękojeścią w kształcie litery T

- Lekka i mocna.
- Wygodna, drewniana rękojeść, przyjemna w dotyku.
- Nastawna wysokość.
- Pierścienie tłumiące odgłosy w trakcie chodzenia.
- Rurki aluminiowe.

Czarna, rękojeść "T"  
Nr kat. W2090 001 001 .....  
Regulowana wysokość ..... od 77.5 do 101 cm  
Waga ..... 340 g

cm kg  
149 - 196 cm  
100 kg max



Prawa  
Nr kat. W2110 001 001 .....  
Lewa  
Nr kat. W2111 001 001 .....  
Regulowana wysokość ..... od 77 do 100 cm  
Waga ..... 400 g

cm kg  
148 - 194 cm  
100 kg max

## Nasadka

- Do lasek aluminiowych.
- Pasuje do lasek profilowanych anatomicznie, w kształcie litery T oraz lasek składanych.
- Czarna.

Nr kat. WW59500001A .....  
Średnica wewnętrzna ..... 19 mm

cm kg  
174 cm max  
100 kg max





# LASKI SKŁADANE

Nowość  
2018



## Laska składana Elite

- Elegancka, bardzo lekka i odporna. Laska Elite ma dopasowany pasek na nadgarstek oraz torbę do schowania produktu.
- Regulowany drążek, który można złożyć w 4 sekcjach. Pierścień tłumiący odgłosy.
- Kompaktowa i dyskretna, łatwa w składaniu i przechowywaniu w każdym miejscu, chroniona przez torebkę.
- Duża drewniana rękojeść Derby z czarnym paskiem na nadgarstek i końcówką.
- Kolorowy, nadrukowany, aluminiowy drążek wyposażony w gumową, antypoślizgową końcówkę.

Szara i czarna szachownica

Nr kat. W2071 001 401

Wysokość regulowana	od 82 do 94 cm 5 pozycji – odstęp co 3 cm
Długość po złożeniu	30 cm
Rękojeść (dł. x szer.)	12.9 x 2.3 cm
Waga	320 g
Torba (dł. x szer.)	37 x 17.5 cm



158 - 182 cm  
120 kg max

Laski testowane przez CERAH (France) zgodnie z normą NF EN 1985



## Laska składana Classic

- Wygodna drewniana rękojeść, przyjemna w dotyku.
- Nastawna wysokość.
- Pierścienie tłumiące odgłosy w trakcie chodzenia.
- Aluminiowa rurka.

Czarna

Nr kat. W2070 001 001

Wysokość regulowana	od 83 do 93 cm
Długość po złożeniu	31 cm
Waga	350 g



160 - 180 cm  
100 kg max



Swoboda



Kaszmir



Róża



Dziki owoc



Kampaluna



Czerwony diament

Nowość  
2018

## Laska MyLittleCane

Elegancka, kolorowa, bardzo lekka, ale również bardzo wytrzymała. MyLittleCane towarzyszy dyskretnie w każdej aktywności.

- Składany drążek z dopasowanym paskiem na nadgarstek oraz torba na przechowanie produktu.
- Regulowany drążek, który może być złożony w 5 sekcjach, cicha dzięki pierścieniowi tłumiącemu odgłosy.
- Bardzo kompaktowa i dyskretna, może być złożona i rozłożona w mgnieniu oka i wsunięta do torby. Idealna do transportu w torebce, walizce lub samochodzie.
- Bardzo praktyczna, pasek na nadgarstek pozwala uwolnić dłoń i masz ją przy sobie w każdych okolicznościach.
- Kolorowy, nadrukowany, aluminiowy drążek wyposażony w gumową, antypoślizgową końcówkę.



Swoboda

Nr kat. W2072 002 501

Kaszmir

Nr kat. W2072 003 501

Róża

Nr kat. W2072 004 501

Dziki owoc

Nr kat. W2072 005 501

Kampaluna

Nr kat. W2072 006 501

Czerwony diament

Nr kat. W2073 001 501

Wysokość regulowana od 82 do 89.5 cm  
4 pozycje – odstęp co 2.5 cm

Długość po złożeniu 23 cm

Rękojeść (dł. x szer.) 11.7 x 2.3 cm

Waga 250 g

Torba (dł. x szer.) 29 x 15 cm



158 - 173 cm  
120 kg max







# BALKONIKI

Balkoniki testowane przez CERAH (France) zgodnie z normą ISO 11199



## Balkonik zwykły

- Lekki i wytrzymały.
- Wygodne uchwyty.
- Duża stabilność dzięki rozszerzającym się ku dołowi nogom.
- Wykonany z aluminium.

Niebieski

Nr kat. W2320 001 001

Wysokość regulowana	od 78 do 85 cm
Maks. szer. x głębokość	63 x 41 cm
Waga	1.8 kg



## Balkonik składany

- Łatwy do złożenia.
- Komfortowe uchwyty.
- Wysokość regulowana.

Niebieski

Nr kat. W2300 003 002

Wysokość regulowana	od 80 do 92 cm (co 2,5 cm)
Maks. szer. x głębokość	65 x 47 cm
Waga	2.8 kg



## Składany balkonik kroczący

- Specjalne zawiasy wspomagają poruszanie się z balkonikiem (2 rodzaje kroków: długi i krótki).
- Łatwy do złożenia.
- Komfortowe uchwyty.
- Wysokość regulowana.

Niebieski

Nr kat. W2310 003 002

Wysokość regulowana	od 78 do 90 cm
Maks. szer. x głębokość	69 x 47 cm
Waga	3 kg



# PODPÓRKI TYPU „ROLLATOR”

Podpórki testowane przez CERAH (France) zgodnie z normą 11199



Zdejmowane oparcie pleców



## Podpórka Duo Comfort

- Do użytku wewnątrz pomieszczeń.
- Sprawdzona stabilność, łatwa w składaniu.
- Dla wygody wyżej umieszczone siedzisko.
- Bardzo wygodne uchwyty o regulowanej wysokości.
- Zdejmowane oparcie pleców.

Szary

Nr kat. W2220 003 002

Wysokość regulowana	od 79 do 96 cm
Szerokość x głębokość	58.5 x 65 cm
Wysokość siedziska	52 cm
Waga z oparciem / bez oparcia	5.7 kg / 5.3 kg



Składana

## Podpórka trójkołowa

Wyposażona w koszyk i tackę.

- Niezwykle zwrotna zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń (obrotowe przednie kółko).
- Anatomicznie ukształtowane uchwyty o regulowanej wysokości dają bardzo duży komfort.
- Hamulce spowalniające podczas poruszania się po pochyłości.
- Hamulec postojowy blokujący kółka na pochyłym terenie.
- Składana i łatwa do przeniesienia.

Niebieski

Nr kat. W2200 004 002

Wysokość regulowana	od 80.5 do 92.5 cm
Szerokość x głębokość	64 x 69 cm
Waga	7 kg





# PODPÓRKI TYPU „ROLLATOR”



Zabezpieczenie przed przypadkowym złożeniem się.



Po złożeniu podpórka może stać samodzielnie.

## Podpórka czterokołowa

Z koszykiem, tacką i uchwytem na łaskę/kulę.

- Do użytku wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.
- Zapewnia bezpieczeństwo i podparcie podczas robienia zakupów lub niesienia tacy z kuchni do jadalni.
- Miękkie anatomicznie profilowane uchwyty, bardzo wygodne w użyciu.
- Hamulce postojowe utrzymują podpórkę w stabilnej pozycji podczas siadania.



Niebieski

Nr kat. V0504026

Szary

Nr kat. V0504029

Wysokość regulowana	od 78.5 do 97.5 cm
Szerokość x głębokość	59.5 x 67.5 cm
Siedzisko (szer. x gł.)	39 x 22 cm
Wysokość siedziska	60.5 cm
Waga	9.4 kg (bez koszyka i tacki) 10.2 kg (z tacką i koszykiem)



## Podpórka czterokołowa Move Light

Z koszykiem i uchwytem na łaskę/kulę.

- Do użytku wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.
- Bardzo lekka i łatwa w obsłudze.
- Przestronne siedzisko z wyściełanym oparciem pleców zapewnia wygodę podczas siedzenia.
- Łatwa w przenoszeniu i przechowywaniu po złożeniu.
- Hamulce postojowe.
- Wykonana z aluminium.



Niebieski

Nr kat. V0504185

Szary

Nr kat. V0504180

Wysokość regulowana	od 81 do 92 cm
Szerokość x głębokość	61 x 71 cm
Siedzisko (szer. x gł.)	30 x 29.5 cm
Wysokość siedziska	58 cm
Waga	7.5 kg







# PODPÓRKI TYPU „ROLLATOR”

**Nowość 2018**

Linki hamulcowe, elegancko i dyskretnie wbudowane w ramę.



Komfortowe i bezpieczne siedzisko: fotel z amortyzacją i elastycznym oparciem.

Łatwo składa się jedną ręką.

Łatwa w nawigacji podczas pokonywania chodników i innych przeszkód.



Po złożeniu stoi w pionie. Wysokość po złożeniu, tylko 23 cm.

Po złożeniu ultra kompaktowa.

Szary, czarny i niebieski  
Nr kat. W2230 001 001

Wysokość regulowana	od 79 do 91,5 cm odstępy co 2,5-cm
Szerokość x głębokość	67 x 70 cm
Podpórka po złożeniu (szer.)	23 cm
Siedzisko (szer. x gł.)	45 x 22,5 cm
Wysokość siedziska	54 cm
Waga całkowita z koszykiem	7,9 kg
Przybliżony rozmiar użytkownika	160 do 190 cm



Podpórki testowane przez CERAH (France) zgodnie z normą 11199

## Nowość 2018 Podpórka New Design

Zdejmowany koszyk z odwracającym uchwytem na lewą/prawą stronę.

- Podpórka, która nie wygląda jak podpórka: jej wygląd był przedmiotem badań w celu zapewnienia wsparcia w codziennym użytkowaniu.
- Podpórka aluminiowa: bardzo przydatna, stabilna i lekka.
- Idealna do użytku na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń.
- Łatwo się składa.
- Wykończenie: hamulce wbudowane w ramę, siedzisko amoryzowane, kosz.
- Hamulce postojowe utrzymują podpórkę w stabilnej pozycji podczas siadania.
- Ergonomiczne uchwyty o regulowanej wysokości szybko można dostosować do użytkownika.
- Amortyzowane siedzisko z elastycznym oparciem chroni użytkownika przez przechyleniem do tyłu umożliwiając mu komfortową i bezpieczną przerwę.
- Funkcja Monte-trottoir sprawi, że pokonywanie chodników i innych przeszkód stanie się łatwiejsze.
- Całkowicie składana, kompaktowa, łatwo zmieści się do małego samochodu.

# WÓZKI

Wózki testowane przez CERAH (France) zgodnie z normą NF EN 12183



Składane boczki z podłokietnikami

System szybkiego demontażu kół

Łatwy w transporcie. Uchwyty do przemieszczenia pacjenta

Zdejmowane podpórki pod stopy

## Classic Light

- Składany wózek inwalidzki, lekki i wytrzymały.
- Wózek posiada kompaktową lekką ramę (10 kg), łatwą do przewożenia w samochodzie.
- Komfortowo wyściełane, ognioodporne siedzisko zapewnia komfort i bezpieczeństwo użycia.
- 24" koła pneumatyczne bądź pełne z systemem szybkiego mocowania.
- Przednie kółka pełne 8" x 1".

Czarny

Nr kat. W5500

Szerokość całkowita	59.5 / 63.5 / 69.5 cm
Całkowita długość i wysokość	113 x 98 cm
Wysokość siedziska	50 cm
Głębokość siedziska	41 cm
Waga wózka / ramy	18 / 10 kg

Dostępny z siedziskami o szerokości: 41 - 45 - 51 cm







# WÓZKI

Wózki testowane przez CERAH (France) zgodnie z normą NF EN 12183



Rozkładane podpórki ramion z uchwytami do przemieszczenia



System szybkiego demontażu kół

Regulowana wysokość podpórki pod stopy, podpórki zdejmowane dla ułatwienia transportu



Dostępny z siedziskami o szerokości: 41 - 45 - 51 cm

## Classic DF+

- Składany, solidny i funkcjonalny.
- Łatwy w transporcie.
- Stalowa konstrukcja z podwójnym krzyżakiem.
- Wyściełane nylonowe siedzisko i oparcie pleców.
- Kieszon-schówek za oparciem.
- Koła tylne o średnicy 24" pneumatyczne lub pełne, miękkie.
- Przednie kółka pełne 8" x 1".

Czarno-niebieski

Nr kat. W5600

Szerokość całkowita	61 / 64 / 66 / 70 cm
Całkowita długość i wysokość	115 x 92 cm
Wysokość siedziska	48 do 52 cm
Głębokość siedziska	45 cm
Waga wózka / ramy	19 / 12 kg



Dostępny z siedziskami o szerokości: 41 - 45 - 51 cm

Oparcie uchylnie w granicach od 0° do 50°

System szybkiego demontażu kół

## Wózek Classic Evolution

- Składany wózek inwalidzki, kompaktowy i łatwy w transporcie.
- Wygodne wyściełane siedzisko, dla dodatkowego bezpieczeństwa wykonane z ognioodpornego materiału.
- Wysokie oparcie pleców z precyzyjną regulacją kąta odchylenia.
- Zdejmowane podłokietniki obniżone z przodu, aby umożliwić użytkownikowi siedzenie przy stole.
- 24" koła pneumatyczne bądź pełne z systemem szybkiego mocowania.
- Przednie kółka pełne 8" x 1".

Nr kat. W5450

Szerokość całkowita	59.5 / 63.5 / 69.5 cm
Długość x wysokość	104 x 93 cm
Wysokość siedziska	50 cm
Głębokość siedziska	41 cm
Waga wózka / ramy	19 / 12.3 kg



## AKCESORIA



### Taca dwustronna


- Nadaje się do stosowania wyłącznie z modelem Classic Evolution W5450.
- Mocowana przy pomocy rzepów Velcro.

Kolor szary, słoje drewna  
Nr kat. WW540 000 020

### Kółka transportowe

Do wózków Classic Evolution i Classic DF.

Nr kat. WW540 000 021



### Oparcie pod nogi / pod stopy

Do wózka Classic DF+

Lewe Nr kat. WW560 000 019  
Prawe Nr kat. WW560 000 020

Do wózków Classic DF i Evolution

Lewe Nr kat. WW540 000 014  
Prawe Nr kat. WW540 000 015

Do wózka Classic Light

Lewe Nr kat. WW550 000 026  
Prawe Nr kat. WW550 000 027







## POMOCE W ŻYCIU CODZIENNYM

KRZESŁO POD PRYSZNIC  
ŁAWECZKI KĄPIELOWE  
AKCESORIA ŁAZIENKOWE  
NAKŁADKI NA SEDES  
KRZESŁA TOALETOWE





# KRZESŁA POD PRYSZNIC



## Krzesło pod prysznic na kółkach

- Duże kółka ułatwiające przesuwanie.
- Składany podnóżek dla większego komfortu i bezpieczeństwa.
- Rama aluminiowa, epoksydowana.



Nr kat. V1214515

Krzesło (szer. x gł.)	51 x 58 cm
Wysokość siedziska	48 cm
Siedzisko (szer. x wys. x gł.)	46 x 41 x 38 cm
Szerokość pomiędzy podłokietnikami	44 cm
Waga	8 kg



## Krzesło i stołek pod prysznic

- Zaokrąglony kształt siedziska i jego chropowata powierzchnia zapewniają stabilną pozycję pacjenta.
- Otwory w oparciu i siedzisku umożliwiają swobodne spływanie wody.
- Zintegrowane uchwyty pomagają użytkownikowi w utrzymaniu równowagi.
- Regulowana wysokość siedziska ułatwia zarówno siedzenie, jak i wstawanie.
- Rama aluminiowa (nie rdzewiejąca).



Krzesło pod prysznic


Nr kat. W1600 001 001

Stołek pod prysznic

Nr kat. W1610 001 000

Regulowana wysokość	od 36 do 46 cm
Siedzisko krzesła i stołka (szer. x gł.)	51 x 31 cm

# ŁAWKI KĄPIELOWE



## Obrotowa ławka do wanny

- Ułatwia przemieszczanie pacjenta i kąpiel, przy zachowaniu maksimum bezpieczeństwa.
- Siedzisko ławki obraca się o 360° i może być w łatwy sposób zablokowane co 90° za pomocą miękkiej dźwigni.
- Bardzo stabilna dzięki pokrytym gumą stopkom, 2 poprzeczkom stabilizującym.
- Aluminiowa rama, stalowe śruby, siedzisko z polietylenu o wysokiej gęstości (nie rdzewiejąca).

Nr kat. V1217532

Siedzisko (szer. x gł.)	42 x 39 cm
Całkowita szerokość	71 cm
Szerokość pomiędzy podłokietnikami	56 cm
Waga	4 kg



*Poniższe ławki mogą być w każdej chwili zamontowane bądź zdjęte z brzegów wanny i posiadają bardzo wygodne szerokie podłokietniki. Perforowane siedzisko ławki umożliwia odpływ wody. Rama wykonana z materiałów nierdzewnych i anodyzowanego aluminium. Ławka może być sterylizowana w autoklawie.*

## Ławki kąpielowe

### Z oparciem

- Regulowana szerokość, zapewniająca lepszą stabilność.
- Wysokie oparcie oraz szerokie podłokietniki zapewniają większy komfort.

Nr kat. V1214521

Siedzisko (szer. x gł.)	42 x 38 cm
Całkowita szerokość	65 - 72 x 37 cm
Szerokość pomiędzy podłokietnikami	44 - 51 cm
Wysokość podłokietników	22 cm
Waga	4.65 kg

### Bez oparcia

- Regulowana wysokość (3 pozycje) i szerokość, taka by użytkownik nie siedział zbyt nisko w wannie.

Nr kat. V1214520

Siedzisko (szer. x gł.)	42 x 38 cm
Całkowita szerokość	0 - 12 - 22 cm
Szerokość pomiędzy podłokietnikami	65 do 72 x 27 cm
Wysokość podłokietników	44 - 51 cm
Waga	3.2 kg







# AKCESORIA ŁAZIENKOWE



## Ławka do wanny

### Z uchwytem

- Głęboka i anatomicznie wyprofilowana, niezwykle komfortowa.

Nr kat. W1820 003 001

### Z przyssawkami

- Szybka instalacja bez konieczności pochylania się.
- Optymalne bezpieczeństwo dzięki zmyślnemu systemowi mocowania:
  - Nakładka mocowana jest bezpiecznie do brzegów wanny przy pomocy dwóch ustawionych pod kątem, regulowanych przyssawek.
  - Dwie dźwigienki umieszczone w górnej części umożliwiają bezproblemowe dopasowanie ławki do szerokości wanny.
- Wycięcie od frontu ułatwia higienę intymną.

Nr kat. W1820 002 002

	z uchwytem	z przyssawkami
Ławka (gł. x szer. x wys.)	69 x 27 x 10 cm	68 x 27 x 20 cm
Szerokość całkowita (min-max)	27 cm	27-33 cm
Rozstaw nóg w zakresie	40 - 61 cm	42.5 - 65 cm
Maksymalna szerokość wnętrza	61 cm	65 cm
Waga	1.3 kg	1.8 kg

Ławki te pozwalają użytkownikowi na kąpiel w wannie lub prysznic w pozycji siedzącej. Uchwyty pozwalają na bezpieczne przemieszczanie. Mogą być zastosowane do 95% standardowych wanien i to bez użycia narzędzi. Ławki posiadają mydelniczkę. Mogą być sterylizowane w autoklawach.

## Pokrowce pod prysznic

- Chronią ciało przed zamoczeniem wodą.
- Samoprzylepne paski utrzymują pokrowce na miejscu.

Na dłoń

Nr kat. V1206116 ..... po 3 sztuki

Na rękę


Nr kat. V1206110 ..... po 3 sztuki

Na nogę

Nr kat. V1206114 ..... po 3 sztuki

Na stopę

Nr kat. V1206112 ..... po 3 sztuki



## Składana ławeczka pod prysznic

- Wykonane z polipropylenu siedzisko posiada perforację umożliwiającą swobodne spływanie wody.
- W pozycji złożonej zajmuje bardzo mało miejsca w kabinie prysznicowej.
- Specjalne oznakowanie ułatwiające przymocowanie do ściany.

Nr kat. V1214519

Siedzisko (szer. x gł.)	42 x 38 cm
Siedzisko opuszczone (gł. x szer. x wys.)	52 x 42 x 11
Siedzisko podniesione (gł. x szer. x wys.)	12 x 42 x 45
Waga	3 kg



## Stołek kąpielowy z przyssawkami

- Mocowany do dna wanny przy pomocy dwóch przyssawek, z których jedna posiada dźwigienkę blokującą.
- Bardzo komfortowy dzięki szerokiemu, anatomicznie ukształtowanemu siedzisku, zaprojektowanemu w celu dobrego przenikania wody.
- Specjalne wycięcie od frontu ułatwia higienę intymną.
- Może być ustawiony na dwóch wysokościach, 20 lub 25 cm.

Nr kat. W1630 002 001

Siedzisko (szer. x gł.)	40 x 32 cm
Całkowita wysokość	20 - 25 cm
Waga	1.5 kg





## Uchwyt antypoślizgowy

- Opracowany z myślą o bezpiecznym poruszaniu się w domu.
- Antypoślizgowe tworzywo gwarantuje użytkownikowi najwyższy poziom komfortu.
- Łatwy w montażu i bezpieczny.
- Mocowanie do ściany za pomocą 4 śrub (brak w komplecie).

**Uchwyty proste:** bezpieczne przemieszczanie się w łazience, na schodach itp.

30 cm Nr kat. V1213716


45 cm Nr kat. V1213717

60 cm Nr kat. V1213718

**Uchwyty zgięte:** pomocne przy wstawaniu z toalety lub wychodzeniu z wanny.

33 cm Nr kat. V1213719

40 cm Nr kat. V1213720



## Uchwyt Loop

- Zapewnia oparcie w pozycji siedzącej lub podczas wstawania.
- Najczęściej dwa tego typu uchwyty montuje się po obu stronach toalety w odstępnie ok. 60 cm i na wysokości ok. 80 cm.
- W przypadku użytkowników na wózkach jeden z uchwytów jest uchylany na specjalnych zawiasach w celu zapewnienia wygodnego podejścia, podczas gdy drugi ułatwia siadanie na toalecie.

Nr kat. V1213714

Sprzedawane osobno

Poręcz ścienna  
(dł. x wys. x szer.)

70 x 20 x 10 cm



## Uchwyt do wanny

- Zapewnia oparcie na odpowiedniej wysokości podczas wchodzenia lub wychodzenia z wanny.
- Chropowata struktura plastiku zapewnia doskonały chwyt.
- Mocowany bez narzędzi do brzożu wanny za pomocą specjalnych klamer. Klamry pokryte są gumą w celu uniknięcia uszkodzenia powierzchni wanny.

Nr kat. W1740 001 001

Szer. klamer od 6.5 do 17 cm

Wysokość ponad krawędzią wanny 30 cm

# NAKŁADKI NA SEDES



## Miękka nakładka na sedes

- Bardzo wygodna i stabilna.
- Pianka pokryta wodoodporną powłoką.
- Nadaje się do większości toalet.
- Nadaje się do mycia wodą z mydłem, środkami dezynfekcyjnymi lub środkami czyszczącymi niezawierającymi chloru.

11 cm Nr kat. W1550 001 001

Autoklawowalne

5 min w temp. 90°C



## Nakładka na sedes z mocowaniem

- Gładka powierzchnia ułatwiająca utrzymanie w czystości.
- Wycięcie od frontu ułatwia higienę osobistą.
- Elementy mocujące dokręcane za pomocą dwóch bocznych śrub.
- System ten pozwala na szybki montaż lub demontaż nakładki.

Z pokrywą

10 cm Nr kat. W1840 005 201

14 cm Nr kat. W1840 005 301

Bez pokrywy

10 cm Nr kat. W1840 004 201

14 cm Nr kat. W1840 004 301



## Nakładka na sedes z uchwytami do szybkiego montażu

- System mocowania zapewniający doskonałą stabilność.
- Wycięcie z przodu nakładki umożliwia czynności higieniczne.
- Gładka powierzchnia ułatwiająca utrzymanie w czystości.
- Dostępna również w wersji z klapą zapewniającą tradycyjny wygląd.
- 4 punkty mocujące.

Z pokrywą

10 cm Nr kat. V1214722

Bez pokrywy

10 cm Nr kat. V1214721



## Nakładka na sedes Clip On

- Doskonała stabilność: mocowanie przy pomocy zacisków (bezpośrednio do deski sedesowej).
- Bardzo lekka i łatwa do przenoszenia.

10 cm Nr kat. W1510 003 001





# KRZESŁA TOALETOWE



## Krzesło toaletowe Classic

- Elegancki, mocny i komfortowy kształt.
- Bardzo cienka, wygodna tapicerka.

Nr kat. V1214540 Sprzedawane pojedynczo

Nr kat. V1214541 W zestawie po 3 sztuki

Wysokość od podłoża do siedziska	48 cm
Szerokość siedziska	44 cm
Szerokość pomiędzy podłokietnikami	55 cm



Wyprofilowane oparcia oraz wyłożone tapicerką siedziska zapewniają właściwy komfort. Siedzisko można podnieść - dzięki czemu czyszczenie krzeseł jest ułatwione. Wiaderko może być wyjęte od góry lub z boku bez przemieszczania pacjenta. Wieko wiaderka o dwóch krawędziach zabezpiecza przed wydostawaniem się przykrych zapachów.



## Krzesło toaletowe

- Wygodnie wyścielane.

Nr kat. V1216540 Sprzedawane pojedynczo

Nr kat. V1216541 W zestawie po 3 sztuki

Wysokość od podłoża do siedziska	49 cm
Szerokość siedziska	45 cm
Szerokość pomiędzy podłokietnikami	52.5 cm

Zabezpieczenie przed rozchlapywaniem



Nakładka podwyższająca



Rama toaletowa



Opakowanie transportowe

## Krzesło toaletowe 3 w 1

- Krzesło, deska toaletowa oraz rama toaletowa.
- Siedzisko o regulowanej wysokości.
- Łatwe do złożenia i transportu.
- Może być złożone i rozłożone w 5 minut bez użycia narzędzi.
- Rama stalowa malowana epoksydowo.

Biały, jasno niebieski, granatowy

Nr kat. W1910 001 001

Regulowana wysokość siedziska (7 pozycji)	43 do 58 cm
Szerokość pomiędzy podłokietnikami	47,5 cm



Regulowana wysokość

Krzesło toaletowe (z granatową deską sedesową)

## Krzesło toaletowe na kółkach

- Ułatwia przemieszczanie pacjenta, może być także ustawione nad sedesem.
- Wysokie oparcie zapewnia doskonałe zabezpieczenie.
- Opuszczane podłokietniki.
- Tylne kółka wyposażone w hamulce.
- Podnóżki mogą być złożone lub zdemontowane w celu ułatwienia transportu.
- Po złożeniu zajmuje niewiele miejsca i może być łatwo przenoszone.

Niebieski

Nr kat. W1960 002 002

Wysokość do siedziska	46 cm
Szerokość pomiędzy	46 cm
Wysokość oparcia	44.5 cm
Średnica kółek	125 mm
Krzesło (szer. x gł. x wys.)	56 x 77 x 95 cm







## ŁÓŻKA I ICH WYPOSAŻENIE

ZAPOBIEGANIE ODLEŻYNOM

AKCESORIA

PODUSZKI

MATERACE

ŁÓŻKA MEDYCZNE

WYPOSAŻENIE DODATKOWE





# ZAPOBIEGANIE ODLEŻYNOM

Przeciwdziałanie powstaniu odleżyn jest niezbędne.

Dla dokonania właściwego wyboru produktu konieczna jest ocena stanu pacjenta przy pomocy różnych skal oceny ryzyka, np. skali Braden, szczególnie przydatnej w przypadku pacjentów w podeszłym wieku (66 lat i powyżej), szeroko przyjmowanej jako punkt odniesienia, proponującej 6 kryteriów oceny.

W celu optymalizacji strategii zapobiegania powstawania odleżyn, należy ocenić potrzeby dokonując oceny poszczególnych czynników ryzyka, takich jak percepcja sensoryczna, wilgoć, aktywność, mobilność, żywienie oraz tarcie i ocieranie.

## SKALA BRADENA

		Wynik (zakreśl swoją odpowiedź)
Zdolność znaczącego reagowania na dyskomfort związany z uciskiem	<b>PERCEPCJA SENSORYCZNA</b>	
	Całkowicie ograniczona	1
	Bardzo ograniczona	2
	Nieznacznie ograniczona	3
	Bez upośledzenia	4
Stopień ekspozycji skóry na wilgoć	<b>WILGOĆ</b>	
	Stale wilgotna	1
	Bardzo wilgotna	2
	Czasami wilgotna	3
	Rzadko wilgotna	4
Stopień aktywności fizycznej	<b>AKTYWNOŚĆ</b>	
	Pacjent leżący	1
	Pacjent siedzący	2
	Od czasu do czasu chodzący	3
	Pacjent często chodzący	4
Zdolność zmiany i kontrolowania pozycji ciała	<b>MOBILNOŚĆ</b>	
	Całkowicie unieruchomiony	1
	Bardzo ograniczona	2
	Lekko ograniczona	3
	Bez ograniczeń	4
Schemat pobierania pokarmu	<b>ŻYWIENIE</b>	
	Bardzo słabe	1
	Prawdopodobnie niewystarczające	2
	Odpowiednie	3
	Doskonałe	4
Nacisk wywierany na skórę	<b>TARCIE I OCIERANIE</b>	
	Problem	1
	Potencjalny problem	2
	Bez widocznych problemów	3

### TWÓJ WYNIK

Wynik w skali Braden  
**18 do 23**  
Ryzyko powstania odleżyn zerowe lub niewielkie

Wynik w skali Braden  
**14 do 17**  
Ryzyko powstania odleżyn niskie do średniego

Wynik w skali Braden  
**9 do 13**  
Ryzyko powstania odleżyn średnie do wysokiego

Wynik w skali Braden  
**6 do 8**  
Wysokie ryzyko powstania odleżyn

Wynik w skali Braden  
**9 do 13**  
Ryzyko powstania odleżyn średnie do wysokiego



## CareProtectPedi

- Unikalny system rozkładania nacisku, aby uniemożliwić powstawanie odleżyn na stopach.
- Bardzo łatwy do stosowania, zapewnia pacjentowi zachowanie mobilności.
- Dżianina typu jersey : 92 % bawełny i 8 % elastanu.
- Przeznaczony do prania w temperaturze 60 °C i wielokrotnego użytku.
- Możliwość 10-krotnego wyprania w temperaturze 90 °C.

Nr kat. 2306 01 Dostarczany w parach

Rozmiar 1 (27-31 cm)

Rozmiar 2 (32-36 cm)

Rozmiar 3 (37-42 cm)







# PODUSZKI



## Poduszka wodna

- Woda poruszająca się pod ciężarem ciała zapewnia dobry rozkład nacisku.
- W komplecie z zestawem do napełniania.

Nr kat. W0465 001 001

Waga poduszki (napełnionej)	około 9 kg
Poduszka (dł. x gł.)	43 x 48 cm



100 kg max

Wynik w skali Braden  
**18 do 23**  
Ryzyko powstania odleżyn zerowe lub niewielkie



## Poduszka piankowo-żelowa

- Składa się z warstwy wysoko sprężystej pianki o grubości 4,5 cm i gęstości 38 kg/m<sup>3</sup> oraz warstwy płynnego żelu o grubości 1 cm.
- Górna warstwa porusza się wraz z ruchem ciała.
- Pianka znajdująca się pod płynnym żelem zapewnia doskonały rozkład nacisku.
- Wodoodporny i oddychający pokrowiec przepuszcza powietrze i zapobiega poceniu się.
- Pokrowiec przeznaczony jest do prania w temp. 90°C z użyciem standardowych detergentów.

Nr kat. W0470 003 001

Poduszka (szer. x gł. x wys.)	40 x 40 x 5.5 cm
-------------------------------	------------------



95 kg max

Wynik w skali Braden  
**14 do 17**  
Ryzyko powstania odleżyn niskie do średniego

# PODUSZKI



Braden Score  
**9 to 13**  
Pressure ulcer risk moderate to high

## Poduszka piankowa z pamięcią kształtu

- Wycięcie z tyłu dla zapobiegania odleżyn w okolicy kości krzyżowej i ogonowej.
- Zapobieganie odleżynom okolicy kulszowej dzięki odpowiedniemu kształtowi.
- Profil nachylony ku tyłowi w celu zmniejszenia ryzyka zsuwania się.
- Wodoodporny, oddychający pokrowiec z antypoślizgową podstawą.
- Pokrowiec przeznaczony do prania w temp. 90° C i dezynfekcji za pomocą standardowych preparatów.

Nr kat. W0480 003 001

Pakowane pojedynczo

zawiera 2 pokrowce

Nr kat. W0580 001 001

zawiera 1 pokrowiec

Gęstość	82 kg/m <sup>3</sup>
Poduszka (szer. x gł. x wys.)	43 x 43 x 6/9 cm
Waga poduszki	1.4 kg



100 kg max





# PODUSZKI



Doskonała wentylacja pomiędzy komorami



Pompa ręczna z miernikiem ciśnienia

Nowość 2018

Wynik w skali Braden 6 do 8

Wysokie ryzyko powstania odleżyn

35 - 120 kg max

## Wielokomorowa poduszka pneumatyczna

- Ciało opada na poduszkę dzięki delikatnym, indywidualnie odkształcającym się komórkom.
- Cyrkulacja powietrza pomiędzy komórkami zwiększa powierzchnię kontaktu i znacznie redukuje nacisk pomiędzy komorami.
- Doskonała wentylacja pomiędzy komorami zmniejsza ryzyko maceracji skóry.
- Poduszka wyposażona jest w jeden pokrowiec, który rozciąga się w obu kierunkach (poliamid i elastan) z antypoślizgową podstawą.
- Można prać w temperaturze 40°C.
- Miernik ciśnienia na pompce ręcznej do napełniania poduszki ułatwia jej pozycjonowanie.

### 1-zaworowy (1-komorowy) podkład dla pacjentów bez problemów ze stabilizacją

Nr kat. W0490 004 102

(szerokość x głębokość x wysokość) 40 x 40 x 7 cm

Nr kat. W0490 004 202

(szerokość x głębokość x wysokość) 45 x 40 x 7 cm

### 2-zaworowy (2-komorowy) podkład dla pacjentów z problemami ze stabilizacją

Nr kat. W0490 004 302

(szerokość x głębokość x wysokość) 40 x 40 x 7 cm

Nr kat. W0490 004 402

(szerokość x głębokość x wysokość) 45 x 40 x 7 cm

# PODUSZKI



## Poduszki ortopedyczne z pamięcią kształtu Cervi+ i Cervi+ Maxi

- Bardzo wygodne, zapewniające wsparcie głowie bez wywierania dodatkowego ucisku na ramiona i szyjny odcinek kręgosłupa.
- Kształt zawsze dostosowuje się do anatomicznego kształtu szyi i głowy, niezależnie od tego, czy użytkownik śpi na boku czy na wznak.
- Pianka wiskoelastyczna zapamiętuje kształt głowy i wywiera niewielki ucisk przeciwny grawitacji dzięki czemu ułatwia krążenie krwi i zmniejsza ucisk na tkanki.
- Wysokiej jakości elastyczny pokrowiec na poduszkę: 80% bawełny, 20% poliestru (do prania w temp. 40°C).
- Dostępne są również oddzielne pokrowce.

### Cervi+

Nr kat. W0460 004 001

Gęstość 75 kg/ m<sup>3</sup>

Poduszka (szer. x gł. x wys.) 50 x 32 x 10.5 / 8 cm

Nowy pokrowiec WW0460 030 1A

### Cervi+ maxi

Nr kat. W0460 004 002

Gęstość 75 kg/ m<sup>3</sup>

Poduszka (szer. x gł. x wys.) 65 x 36 x 11.5 / 10 cm

Nowy pokrowiec WW0460 030 2A

Standardowy pokrowiec na poduszkę (dł. x szer.) 70 x 50 cm







# MATERACE



## Materac Clinical

- Przeznaczony do zastąpienia konwencjonalnego lub zużytego materaca u pacjentów leżących wymagających komfortu (lub bezpieczeństwa w związku z niekontrolowaniem czynności fizjologicznych).
- Wysokosprężysta pianka poliestrowa (30 kg/m<sup>3</sup>) gwarantuje komfort i długą żywotność materaca.
- Pokrowiec wykonany z oddychającego wodoodpornego dżerseju poliuretanowego, posiada zamki błyskawiczne z 3 stron z klapami.

Wynik w skali Braden

**18 do 23**

Ryzyko powstania odleżyn zerowe lub niewielkie



from 40  
to 120 kg  
max

Nr kat. W3009 003 001

Gęstość	30 kg/m <sup>3</sup>
Materac (dł. x szer. x wys.)	195 x 88 x 14 cm



Wynik w skali Braden

**14 do 17**

Ryzyko powstania odleżyn niskie do średniego



from 30  
to 120 kg  
max

## Pneumatyczny materac zmiennociśnieniowy z kompresorem

- Zmiennociśnieniowy materac wierzchni, do stosowania na materacu Clinical (Nr kat. W3009 003 001), przykryty prześcieradłem.
- Dwie specjalne komory materaca napełniane są naprzemiennie w celu zróżnicowania ciśnienia wywieranego przez leżącego pacjenta.
- Ciśnienie w materacu regulowane zależnie od masy ciała pacjenta

Nr kat. W3015 003 001

**Kompresor 4,5 l: Obudowa z materiału ABS**

Zakres regulacji ciśnienia	30 do 110 mm Hg
Czas cyklu	10 minut

Haczyki umożliwiające zaczerpienie kompresora na łóżku

**Podkład materaca: Materiał PVC**

Materac wierzchni napełniony powietrzem – wraz z zakładkami (dł. x szer. x wys.)	280 x 90 x 6.5 cm
--	-------------------

## Jednorodny materac gofrowy

- Doskonały materac do użytku z elektrycznym łóżkiem medycznym.
- Wykonany z jednorodnej pianki w kształcie gofra.
- Wysoce sprężysta pianka PU o gęstości 40 kg/m<sup>3</sup>.
- Pokrowiec wykonany z oddychającego wodoodpornego dżerseju poliuretanowego, posiada zamki błyskawiczne z 3 stron z klapami.

Nr kat. W3000 002 001

Wysoce sprężysta pianka PU o gęstości	40 kg/m <sup>3</sup>
Materac (dł. x szer. x wys.)	195 x 86 x 14.5 cm

Wynik w skali Braden

**14 do 17**

Ryzyko powstania odleżyn niskie do średniego




od 40  
do 120 kg  
max





# MATERACE



## Materac piankowy z pamięcią kształtu

- Stopniowo powraca do swojej pierwotnej pozycji, dzięki czemu wywiera jedynie niewielki ucisk w miejscach wyniosłości kostnych. Pokrowiec wykonany z oddychającego wodoodpornego dżerseju poliuretanowego, posiada zamki błyskawiczne z 3 stron z klapami.

Nr kat. W3006 001 001



od 40 do 120 kg max

Elastyczna pianka wiskozowa o gęstości	82 kg/m <sup>3</sup>
Materac (dł. x szer. x wys.)	195 x 87 x 14 cm

Wynik w skali Braden  
**9 do 13**  
Ryzyko powstania odleżyn średnie do wysokiego

# ŁÓŻKA MEDYCZNE

## Łóżko Haydn

**Funkcja nr 1**  
Elektryczna regulacja wysokości

**Funkcja nr 2**  
Elektryczne podnoszenie tułowia

Barierki drewniane Milano

## Łóżka Haydn i Mantovani

- Łóżko kolumnowe z silniczkami umieszczonymi w podgłówniku i podnóżku.
- 3 elektrycznie sterowane funkcje:
  - Regulacja wysokości
  - Podnoszenie tułowia
  - Podnoszenie nóg
- Dostępne z drewnianymi barierkami Milano lub metalowymi barierkami Paris.
- Bardzo kompaktowe – można rozłożyć je na 4 części.
- Każda z części waży nie więcej niż 22 kg.
- Szybki montaż, bez użycia narzędzi.

## Łóżko Haydn

- Silniczki regulacji wysokości umieszczone w niewidoczny sposób w podgłówniku i podnóżku

Nr kat. V2007 540 001 Dostarczane w 2 kartonach

Łóżka Thuasne, metalowe barierki Paris oraz drewniane barierki Milano są zgodne z :  
- Europejskim standardem NF EN 60601-2-52: AMD1  
- normą NF EN 1970-2-52: 2000 i jej nowelizacją NF EN 1970/A1: 2005\*

**Funkcja nr 3**  
Elektryczne podnoszenie nóg

## Barierki drewniane Milano\*

Do łóżek Haydn i Mantovani.

- Wyglądem wtapiają się całkowicie w wyposażenie mieszkania.
- Przesuwane pionowo.
- Szybki montaż, bez użycia narzędzi.

Nr kat. VF214 927 222

\* W przypadku zamontowania barierki łóżka Haydn i Mantovani nie mogą być stosowane u pacjentów o wzroście poniżej 146 cm. Barierki G3 pasują do łóżek G2 i G3 firmy Thuasne.





# ŁÓŻKA MEDYCZNE

## Łóżko Mantovani

Nowość: uchwyt do podnoszenia umieszczony jest pod kątem

Metalowe barierki Paris

Nowość: kompaktowy transformator SMPS

Minimalna wysokość 40 cm (licząc bez materaca, z kółkami o wys. 100 mm).



## Łóżko Mantovani

- Silniczki regulacji wysokości widoczne w podglówku i podnóżku.

Nr kat. V2006 540 001 Dostarczane w 2 kartonach

## Metalowe barierki Paris\*

Do łóżek Haydn i Mantovani

- Składanie jednym ruchem.
- Dla optymalnego bezpieczeństwa mechanizm zwalniający blokadę umieszczony jest w podnóżku w sposób trudno dostępny dla pacjenta.

Nr kat. V214 925 125

## Uchwyt do podnoszenia

Do łóżek Mantovani i Haydn

Nr kat. V214 910 110




## Łóżka Haydn i Mantovani

Łóżka kolumnowe z silniczkami umieszczonymi w zagłówku i podnóżku, zwiększając prześwit pod łóżkiem.






Przymocowanie kabli do ramy łóżka zapobiega ich wyciągnięciu. Główny przewód zasilający posiada wzmocnienie zapobiegające jego przypadkowemu przecięciu.



Elektryczny podnośnik podnóżka, w dwóch sekcjach

Sekcja w może być regulowana ręcznie w celu uzyskania odpowiedniego ugięcia kolan



### INFORMACJE TECHNICZNE

Łóżko (A: długość x B: szerokość)  
 C - Wysokość zagłówka od ramy łóżka  
 D - Najwyższa/najniższa pozycja łącznie z kółkami o wys. 100 mm  
 Podstawa łóżka (E: długość x F: szerokość)  
 Prześwit pod łóżkiem  
 Waga maksymalna (użytkownik, materac, akcesoria)  
 Min-Max wysokość materaca przy barierkach Paris  
 Min-Max wysokość materaca przy barierkach Milano  
 Waga najcięższego elementu  
 Maksymalna waga użytkownika

Łóżko Mantovani	Łóżko Haydn
214 x 105 cm	217 x 105 cm
42 cm	46 cm
40/80 cm	40/80 cm
200 x 94 cm	200 x 94 cm
35 cm	35 cm
170 kg	170 kg
12/19 cm	12/19 cm
12/18 cm	12/18 cm
20 kg	22 kg
135 kg	135 kg



\* W przypadku zamontowania barierki łóżka Haydn i Mantovani nie mogą być stosowane u pacjentów o wzroście poniżej 146 cm. Barierki G3 pasują do łóżek G2 i G3 firmy Thuasne.





# WYPOSAŻENIE DODATKOWE



System blokowania funkcji łóżka

## Pilot zdalnego sterowania z blokadą funkcji

- Bezpieczeństwo: blokada umożliwia zablokowanie funkcji łóżka. Po usunięciu przycisku, elektrycznie sterowane funkcje łóżka nie są już dostępne.
- Niezawodność: całkowita odporność na wilgoć (skonstruowane zgodnie z normą IPX6).
- Praktyczność: ergonomiczny kształt. Wieszak do zamocowania przy łóżku ułatwia codzienną obsługę.


Nr. kat. V8300286

Wszystkie akcesoria pasują zarówno do łóżka Mantovani jak i do łóżka Haydn. Mogą być sprzedawane wraz z łóżkami lub osobno.



## Komplet barierek drewnianych Milano\*

Ref. VF214 927 222




## Komplet barierek metalowych Paris\*

Ref. V214 925 125



## Uchwyt do podnoszenia

Nr kat. V214 910 110



## Zestaw transportowy

- Umożliwia trzymanie razem różnych części łóżka.

Nr kat. V8400100



## Wolnostojący wysięgnik Geneva z uchwytem do podnoszenia

- Wysięgnik Geneva z uchwytem do podnoszenia może być użyty z każdym łóżkiem lub fotelem, umożliwia pacjentowi zmianę pozycji lub podniesienia się.

Nr kat. W014 949 020

Wysokość od podłogi do trójkątneho uchwytu	117 / 152 cm
Całkowita szerokość	89 cm
Wysokość stopek	10 cm
Maksymalna waga	80 kg



## Stojak do kroplówek na kółkach

- Niezbędny do perfuzji (kroplówek).

Nr kat. W0305 001 001

Maksymalne obciążenie / na hak	16 kg / 4 kg
Maksymalna wysokość	2.40 m
Średnica podstawy	Ø 54 cm



## Stolik przyłóżkowy Classic

- Nachylenie blatu stolika jest regulowane np. do pozycji umożliwiającej czytanie.
- Regulowana wysokość i kierunek

Nr kat. W0300 001 001

Wysokość	70 to 110 cm
Taca (dł. x szer.)	60 x 40 cm



## Stolik przyłóżkowy z regulowaną wysokością

- Regulacja wysokości nie wymaga wysiłku.
- Cztery kółka, wszystkie wyposażone w hamulec.

Nr kat. W0310 001 001

Wysokość	70 to 110 cm
Taca (dł. x szer.)	80 x 40 cm



100 kg max

## Podpórka pod plecy

- Regulowany kąt nachylenia pozwala na dopasowanie pozycji ciała do odpoczynku, czytania lub oglądania telewizji.
- Przewiewna tkanina zapewnia plecom właściwe oddychanie.

Nr kat. W0320 002 001

Szerokość x wysokość	61 x 58 cm
----------------------	------------



## Chwytek LIM

- Do podnoszenie przedmiotów z podłogi.
- Do pozycji siedzącej: chwytak o zasięgu 65 cm.
- Do pozycji stojącej: chwytak o zasięgu 80 cm.
- Zacisk do mocowania przy urządzeniu ułatwiającym chodzenie.
- Wykonane z aluminium.

65 cm Nr kat. W2600 001 101

80 cm Nr kat. W2600 001 201

\* Do użytku jedynie dla pacjentów o wzroście powyżej 146 cm.









**THUASNE**

*WINGS  
FOR YOUR HEALTH*

**THUASNE POLSKA Sp. z o.o.**

Łazy, Al. Krakowska 202, 05-552 Magdalenka

Tel.: 22 797 30 48, 22 757 77 36

e-mail: [biuro@thuasne.pl](mailto:biuro@thuasne.pl)

[www.thuasne.pl](http://www.thuasne.pl)



Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian do naszych produktów, w stosunku do zamieszczonych w tym katalogu opisów i ilustracji. Zdjęcia nie kontraktowe.

Informujemy, że niektóre produkty nie są dostępne w Państwa kraju. Dostępność produktów proszę sprawdzić u swojego dystrybutora.

Nasze produkty objęte są 2 letnią gwarancją na ukryte wady licząc od dnia zakupu przez użytkownika. Gwarancja odnosi się do produktów użytkowanych i przechowywanych zgodnie z załączoną do produktu instrukcją. W niektórych przypadkach (np. w odniesieniu do części zużywalnych lub baterii) gwarancja może być krótsza. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy zapoznać się z instrukcją dołączaną do produktu.

